

Bisco

C € 0459

AELITE™ Composite

*Light-
Cured*

Instructions for Use

RU

IN-131R8
Rev. 8/17



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Road
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-847-534-6000
1-800-247-3368

ÆLITE™* КОМПОЗИТЫ

Общая информация

Система композитов **ÆLITE** - это светоотверждаемые композиты на основе смолы, которые обеспечивают исключительную эстетику для всех классов прямых реставраций. Система композитов разработана для создания эстетичных, естественных реставраций при восстановлении одним композитом или при использовании по технике послойного нанесения.

ÆLITE Aesthetic Enamel - усиленный, нанофильный композит

ÆLITE Aesthetic Enamel — светоотверждаемый, флуоресцентный, усиленный, нанофильный композит. Благодаря этим свойствам, материал может быть использован при реставрации всех классов в качестве эмалевого слоя. Сочетает в себе все преимущества нанокомпозитов, такие как идеальная полировка и сниженная стираемость материала на функциональных поверхностях, а наличие наполнителя придает **ÆLITE Aesthetic Enamel** максимальную прочность и долговечность.

ÆLITE All-Purpose Body – универсальный микрогибридный композит

ÆLITE All-Purpose Body светоотверждаемый, рентгеноконтрастный, универсальный микрогибридный композит. Он разработан для создания эстетичных, естественных реставраций при восстановлении одним композитом или при использовании в сочетании с **ÆLITE Aesthetic Enamel**.

ÆLITE LS Posterior – низкоусадочный композит

ÆLITE LS Posterior - высоконаполненный светоотверждаемый композит с минимально низкой усадкой. Благодаря высокой концентрации наполнителя, этот композит обеспечивает простоту в формировании окклюзионной анатомии, проксимальных поверхностей и межпроксимальных контактов. В технике послойного нанесения может использоваться с **ÆLITE Aesthetic Enamel**.

Показания к использованию:

ÆLITE Aesthetic Enamel:

- Эмалевый слой для реставраций всех классов
- Закрытие диастемы
- Прямые виниры
- Ремонт композитных и керамических реставраций
- Шинирование

ÆLITE All-Purpose Body

- Реставрации I, II, III, IV, V, VI классов
- Прямые эстетичные виниры для маскировки пятен и аномалий
- Надстройка культи
- Ремонт композитных и керамических реставраций
- Реставрация язычной поверхности передних зубов
- Маскировка нулярного дна с изменившимся цветом (опаковые оттенки)

ÆLITE LS Posterior

- Реставрации I, II и VI классов
- Надстройка культи

Предупреждение:

- при случайном попадании в глаза – немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу – немедленно промыть большим количеством воды в течение нескольких минут.

Внимание:

- может содержать компоненты, которые предназначены для одноразового использования. Немедленно утилизируйте использованные или загрязненные компоненты.
- запрещено очищать, дезинфицировать или повторно использовать.

Предосторожности:

- Избегать контакта с кожей. Неполимеризованная (метил)акрилатная смола может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. В случае контакта, промойте кожу водой с мылом.
- не допускать попадания слюны в область реставрации (может уменьшить силу связи)
- не использовать по истечению срока годности
- инструкцию по безопасности можно получить по запросу
- инструкция по безопасности доступна на сайте www.bisco.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Выбрать необходимый тип и оттенок композита **ÆLITE**. Изолировать и очистить зуб.

LS Posterior: Реставрации I, II и VI классов

All-Purpose Body: универсальный композит класс I - VI

Aesthetic Enamel: эмалевый слой класс I - VI

ПРИМЕЧАНИЕ: Для помощи в подборе оттенка, нанесите небольшое количество материала на зуб и засветите. Композит легко удалится с использованием инструмента, так как он не был приклеен к зубу.

2. Очистить реставрацию, промыть и высушить.
3. Если вскрыта пульпа, необходимо остановить кровотечение и нанести 1 мм материала TheraCal LC®* на вскрытую пульпу и вокруг, светоотверждать 20 секунд. Если реставрация производится в области пульпы – также необходимо нанести TheraCal LC, в качестве выстилки.
4. Установить матрицу и нанести адгезив, согласно инструкции производителя.
5. Повернуть поршень шприца по часовой стрелке и выдавить необходимое количество материала на защитный от света блок для замешивания.
Примечание: для предотвращения излишнего выдавливания материала, необходимо повернуть поршень шприца в противоположную сторону, сразу как была получена необходимая порция материала. При использовании уни-дозы нанести материал сразу в реставрацию. (уни-дозы предназначены строго для однократного использования)

Примечание: Если материал тянется за инструментом, необходимо использовать MODELING RESIN*, которая была специально разработана для удобства работы с композитными материалами. Обмокните инструмент в MODELING RESIN* и материал станет пластичным и удобным в нанесении.

6. Используя выбранный оттенок, нанесите слой 1-2 мм в полость. Отверждайте светом каждый слой согласно времени указанному в таблице ниже. Держите лампу максимально близко к композиту, не касаясь его. Продолжайте нанесение слоями. Финальная полимеризация поверхности производится по времени указанному в таблице ниже.

Светотверждение при мощности лампы 500mW/cm²

наименование	Время отверждения слоя 1-2 мм	Финальная полимеризация поверхности
AESTHETIC ENAMEL	20 секунд	30 секунд
ALL-PURPOSE BODY ▲Опактовый оттенок > 1 мм	20 секунд▲ 30 секунд	30 секунд
LS POSTERIOR оттенки A1, A2, A3, B1, C2, D3	20 секунд	40 секунд
LS POSTERIOR оттенки A3.5, C4	40 секунд	40 секунд

7. Проверить окклюзию и закончить реставрацию. Чтобы минимизировать окончательную полировку, нанесите жидкий полировщик BisCover™* LV. Для герметизации реставрации нанесите FORTIFY™*. Использование любого из этих герметиков предохраняет реставрацию от износа и окрашивания.

УТИЛИЗАЦИЯ: В соответствии с положениями Сообщества по переработке отходов. При их отсутствии, в соответствии с национальными или региональными положениями, касающимися отходов.

ХРАНЕНИЕ: при комнатной температуре (20°C/68°F - 25°C/77°F)

ГАРАНТИЯ: Компания Bisco, Inc. несет ответственность за возврат товара в случае обнаружения дефекта. Компания Bisco, Inc. не несет ответственность за прямые или косвенные повреждения, в результате не правильного использования. Перед использованием необходимо убедиться, что данный продукт можно использовать для поставленных целей. Вся связанная с этим ответственность лежит на покупателе.

- * TheraCal зарегистрированная торговая марка BISCO, Inc.
- * MODELING RESIN производство BISCO, Inc.
- * ELITE и BisCover и FORTIFY торговые марки BISCO, Inc.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
1-847-534-6000
www.bisco.com



BISICO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
33-4-90-42-92-92